



## Materialie medico e tecnico







## Indice dei contenuti

<b>1</b>	<b>Regole generali per la manipolazione del materiale</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Materiale medico e tecnico riutilizzabile</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Elenco dei materiali monouso</b>	<b>9</b>



## 1. Regole generali per la manipolazione del materiale



Dove possibile, utilizzare materiale monouso e smaltirlo con i rifiuti domestici della famiglia, ad eccezione del materiale tagliente o appuntito che potrebbe causare lesioni.



Lavare la biancheria preferibilmente a 60 gradi ma almeno a 30 gradi con detersivo in polvere. Grazie alla sua proprietà sbiancante il detersivo in polvere rimuove i germi meglio del detersivo liquido. Non usare il programma breve o quello eco per il risparmio dell'acqua e non sovraccaricare la lavatrice.



Disinfettare le mani prima di estrarre qualcosa dalla tasca.



Disinfettare con un panno tutti i dispositivi medici e tecnici prima di riporli nella borsa ostetrica.



Le salviette approvate dall'Associazione per l'igiene applicata (Verband angewandter Hygiene VAH) sono ideali per la disinfezione. I prodotti senza o con poco alcol, solitamente con la dicitura aggiuntiva «sensibile» o «universale», sono adatti per la maggior parte dei materiali, compresi i dispositivi tecnici (vedi Raccomandazioni per l'igiene cap. 6).



Disinfezione delle mani dopo aver disinfettato e riposto il materiale riutilizzabile nella borsa da lavoro



Dividere lo spazio in zone bianche (pulite) e zone nere (sporche).

- Zona bianca: interno della borsa da lavoro, ripiano pulito
- Zona nera: esterno della borsa, ambiente che circonda la donna/famiglia



Disinfettare l'esterno della borsa ostetrica alla fine della giornata di lavoro.



## 2. Materiale medico e tecnico riutilizzabile



### Bilancia per neonati

#### Quando

- Dopo l'uso

#### Con cosa

- Disinfettante per superfici

#### Come — Nota

- Disinfezione con un panno, lasciare asciugare all'aria



### Bilirubinometro/ Bilicheck

#### Quando

- Dopo l'uso

#### Con cosa

- Disinfettante per superfici

#### Come — Nota

- Disinfezione con un panno, lasciare asciugare all'aria



### Apparecchio della pressione

#### Quando

- Dopo l'uso

#### Con cosa

- Disinfettante per superfici

#### Come — Nota

- Disinfezione con un panno, lasciare asciugare all'aria



## 2. Materiale medico e tecnico riutilizzabile



### Computer / portatile telefono

#### Quando

- Dopo l'uso

#### Con cosa

- Disinfettante per superfici

#### Come — Nota

- Disinfezione con un panno, lasciare asciugare all'aria



### Termometro per la febbre

#### Quando

- Dopo l'uso, anche se con involucro protettivo

#### Con cosa

- Disinfettante per superfici

#### Come — Nota

- Disinfezione con un panno, lasciare asciugare all'aria



### Guanti non sterili

#### Quando

- Operazione di trasferimento dei guanti

#### Con cosa

- Box con coperchio

#### Come — Nota

- Il box va sempre disinfettato prima di essere riempito
- Disinfezione delle mani prima di trasferire i guanti



**Pettine, spazzola,  
centimetro, occorrente  
per la cura, ecc.**

**Quando**

- Dopo l'uso
- Solo se gli oggetti non sono del bambino

**Con cosa**

- Disinfettante per superfici

**Come — Nota**

- Disinfezione con un panno, lasciare asciugare all'aria



**Stetoscopio**

**Quando**

- Dopo l'uso

**Con cosa**

- Disinfettante per superfici

**Come — Nota**

- Disinfezione con un panno, lasciare asciugare all'aria



**Traversa**

**Quando**

- Traversa monouso che resta alla famiglia
- Telo da bagno della famiglia

**Con cosa**

- Da buttare se sporca
- Sostituire se sporco

**Come — Nota**

- Smaltire nei rifiuti domestici
- Se visibilmente sporco, la famiglia lo lava nel periodo dell'assistenza



## 2. Materiale medico e tecnico riutilizzabile



### Laccio emostatico

#### Quando

- Dopo l'uso

#### Con cosa

- Disinfettante per superfici

#### Come — Nota

- Disinfezione con un panno, lasciare asciugare all'aria



### Telo per bilancia a gancio

#### Quando

- Telo personale della levatrice

#### Con cosa

- Lavare ogni-qualvolta si cambia famiglia

#### Come — Nota

- Con sporco visibile, la famiglia lo lava durante il periodo dell'assistenza
- Il lavaggio finale è a carico della levatrice

#### Quando

- Telo monouso (viene dato alle famiglie e rimane alla famiglia)

#### Con cosa

- Nessuna misura

#### Come — Nota

- Trovare un diverso utilizzo dopo il puerperio, altrimenti smaltire nei rifiuti domestici

#### Quando

- Telo riutilizzabile

#### Con cosa

- Telo multistrato, telo cerato

#### Come — Nota

- Disinfezione con un panno, lasciare asciugare all'aria





### 3. Elenco dei materiali monouso



**La FSL mette a disposizione sul suo sito intranet un elenco dei materiali monouso secondo i forfait per il materiale di consumo sia le fonti di reperibilità**

© 2021 Familystart Zürich e Federazione svizzera delle levatrici (FSL). Tutti i diritti d'autore e diritti di protezione affini sono riservati. Questo documento è destinato esclusivamente all'uso interno. Per tutti gli altri usi, in particolare trasmissione, rielaborazione e riproduzione è richiesta una speciale autorizzazione scritta da parte di Familystart Zürich e FSL, salvo diverso accordo contrattuale. Le violazioni saranno perseguite civilmente e penalmente.

1<sup>a</sup> Versione

Redatta il: 16.10.2021

Approvata il: 21.10.2021

Da: Jacqueline Morgenstern

Valida fino al: 1.12.2024

FAMILY  
START  
ZÜRICH

Schweizerischer Hebammenverband  
Fédération suisse des sages-femmes  
Federazione svizzera delle levatrici  
Federaziun svizra da las spendreras



**Familystart Zürich**  
[www.familystart-zh.ch](http://www.familystart-zh.ch)



**Federazione svizzera delle levatrici**  
[www.levatrice.ch](http://www.levatrice.ch)