



Medizinisches und technisches Material





Inhalt

1	Allgemeine Regeln im Umgang mit Material	4
2	Medizinisches und technisches Mehrwegmaterial	5
3	Einwegmaterialliste	9



1. Allgemeine Regeln im Umgang mit Material



Wenn immer möglich Einwegmaterial verwenden. Dieses wird im Hausmüll der Familie entsorgt, sofern es nicht scharfes oder spitzes Material ist, das zu Verletzungen führen kann.



Wäsche bei 60 Grad, wenn nicht anders möglich bei mind. 30 Grad, mit Pulverwaschmittel waschen. Wegen der Bleicheigenschaft entfernt Pulverwaschmittel Keime besser als Flüssigwaschmittel. Zu beachten: kein Kurzprogramm, kein Wassersparprogramm, Waschmaschine nicht überladen.



Händedesinfektion durchführen, bevor etwas aus der Hebammentasche genommen wird.



Alle medizinischen und technischen Geräte wischdesinfizieren bevor sie wieder in die Hebammentasche zurückgelegt werden.



Wipes sind für die Wischdesinfektion ideale Produkte mit wenig oder keinem Alkohol, in der Regel mit Zusatzbezeichnung sensitiv oder universal. Sie eignen sich für die meisten Materialien inkl. technischen Geräten (siehe auch Hygieneempfehlungen Kap. 6, und die Liste vom Verband angewandter Hygiene (VAH)).



Händedesinfektion durchführen, nachdem desinfizierte Mehrwegmaterialien in die Hebammentasche zurückgelegt werden.



Raumaufteilung in weisse (saubere) und schwarze (schmutzige) Zonen.

- Weiss: Hebammentasche innen, saubere Ablage
- Schwarz: Hebammentasche aussen, Umgebung der Frau/Familie



Hebammentasche Aussenseite am Ende des Arbeitstages desinfizieren.



2. Medizinisches und technisches Mehrwegmaterial



Babywaage

Wann

- Nach Gebrauch

Womit

- Flächendesinfektionsmittel

Wie – Bemerkung

- Wischdesinfektion, lufttrocknen lassen



Bilimeter/Bilicheck

Wann

- Nach Gebrauch

Womit

- Flächendesinfektionsmittel

Wie – Bemerkung

- Wischdesinfektion, lufttrocknen lassen



Blutdruckapparat

Wann

- Nach Gebrauch

Womit

- Flächendesinfektionsmittel

Wie – Bemerkung

- Wischdesinfektion, lufttrocknen lassen



2. Medizinisches und technisches Mehrwegmaterial



Computer/Laptop Telefon

Wann

- Nach Gebrauch

Womit

- Flächendesinfektionsmittel

Wie – Bemerkung

- Wischdesinfektion, lufttrocknen lassen



Fieberthermometer

Wann

- Nach Gebrauch, auch wenn eine Schutzhülle benutzt wurde

Womit

- Flächendesinfektionsmittel

Wie – Bemerkung

- Wischdesinfektion, lufttrocknen lassen



Handschuhe unsteril

Wann

- Vorgang umfüllen

Womit

- Box mit Deckel

Wie – Bemerkung

- Vor dem Auffüllen der Box ist diese jedes Mal zu desinfizieren
- Händedesinfektion vor dem Umfüllen



**Kamm, Bürste,
Zentimeterband,
Pflegeutensilien etc.**

Wann

- Nach Gebrauch
- Nur wenn die Gegenstände nicht dem Kind gehören

Womit

- Flächendesinfektionsmittel

Wie – Bemerkung

- Wischdesinfektion, lufttrocknen lassen



Stethoskop

Wann

- Nach Gebrauch

Womit

- Flächendesinfektionsmittel

Wie – Bemerkung

- Wischdesinfektion, lufttrocknen lassen



Unterlage

Wann

- Einweg-Moltex das bei der Familie bleibt
- Badetuch von der Familie

Womit

- Wegwerfen bei Verschmutzung
- Wechseln bei Verschmutzung

Wie – Bemerkung

- Im Hausmüll entsorgen
- Familie wäscht dies bei sichtbarer Verschmutzung selbst während Betreuungszeit



2. Medizinisches und technisches Mehrwegmaterial



Venenstau- schlauch

Wann

- Nach Gebrauch

Womit

- Flächendes-
infektionsmittel

Wie – Bemerkung

- Wischdes-
infektion,
lufttrocknen
lassen



Wiegetuch

Wann

- Persönliches
Tuch der
Hebamme

Womit

- Waschen nach
jedem Familien-
wechsel

Wie – Bemerkung

- Familie wäscht
dies bei sicht-
barer Verschmut-
zung während
Betreuungszeit
selbst
- Schlusswäsche
durch die
Hebamme nach
Standard

Wann

- Einwegtuch
(wird den Fami-
lien abgegeben
und bleibt bei
der Familie)

Womit

- Keine
Massnahmen

Wie – Bemerkung

- Neue Funktion
nach dem
Wochenbett oder
im Hausmüll
entsorgen

Wann

- Mehrweg-
Wiegetuch

Womit

- Beschichtetes
Tuch, Wachstuch

Wie – Bemerkung

- Wischdes-
infektion,
lufttrocknen
lassen



3. Einwegmaterialliste



Der SHV pflegt und unterhält in seinem Intranet eine Materialliste für die Einwegmaterialien gemäss Materialpauschalen mit Bezugsquellen.

© 2021 Familystart Zürich und Schweizerischer Hebammenverband (SHV). Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte sind vorbehalten. Dieses Dokument ist nur für den internen Gebrauch bestimmt. Für alle Verwendungen, insbesondere Sendung, Bearbeitung und Vervielfältigung bedarf es einer speziellen schriftlichen Bewilligung von Familystart Zürich sowie des SHV, soweit kein Vertrag besteht. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich verfolgt.

1. Version

Erstellt am: 16.10.2021

Freigegeben am: 21.10.2021

Durch: Jacqueline Morgenstern

Gültig bis: 1.12.2024

FAMILY
START
ZÜRICH

Schweizerischer Hebammenverband
Fédération suisse des sages-femmes
Federazione svizzera delle levatrici
Federaziun svizra da las spendreras



Familystart Zürich
www.familystart-zh.ch



Schweizerischer Hebammenverband
www.hebamme.ch